



Всем заинтересованным лицам

Исх. № 20232305-исх-3422
01 июня 2023

г. Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», адрес местонахождения юридического лица: 107031, Москва, Трубная площадь, д.2, пом. I, ком. 426, ОГРН 1167746455678, ИНН 7702401278 (далее – Компания), выражает Вам свое почтение и сообщает следующую информацию об изменениях, касающихся Системы контроля уровня глюкозы крови (глюкометр) “Акку-Чек® Инстант” (Accu-Chek® Instant), регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13212 от 16.01.2023 (далее – Продукт).

Согласно обновленному регистрационному удостоверению изменены:

- Внешний вид и размер коробки;
- Артикульный номер производителя;
- Штрихкод (EAN);
- Срок годности набора увеличен до 21 месяца.

Также хотим проинформировать о том, что Продукт получил ряд улучшенных характеристик:

- Функция установки даты и времени на самом приборе для удобства пользователя;
- Кнопка автоматического выброса тест-полоски для гигиенического совершения измерения;
- Функция расчета средних значений измерений за 14 дней (дополнительно к доступным ранее периодам 7, 30 и 90 дней);
Возможность просмотра на экране глюкометра изменений, хранящихся в его памяти (максимальное количество измерений - 720).

Обращаем внимание, что данные изменения не касаются тест-полосок, совместимых с глюкометром. Как и прежде, к глюкометру “Акку-Чек® Инстант” (Accu-Chek® Instant) подходят тест-полоски “Акку-Чек® Инстант” (Accu-Chek® Instant).

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Москва, Россия, 115114





Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
Business Center «Vivaldi Plaza»
Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru



Просим вас ознакомиться с таблицей ниже, содержащей изображения и список характеристик предыдущего и обновленного вариантов Продукта:

Предыдущий вариант	Обновленный вариант
Наименование согласно РУ: Система контроля уровня глюкозы крови “Акку-Чек® Инстант” (Accu-Chek® Instant) с беспроводной передачей данных	Наименование согласно РУ: Система контроля уровня глюкозы крови (глюкометр) “Акку-Чек® Инстант” (Accu-Chek® Instant)
Размер коробки: 158,8x134,9x67 мм	Размер коробки: 157x106,5x62 мм
Артикульный номер: 07819315015	Артикульный номер: 09221786015
Штрих код (EAN): 4015630084821	Штрих код (EAN): 4015630070725
Количество кнопок управления: 1	Количество кнопок управления: 2
	
	

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
 Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
 Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
 Business Center «Vivaldi Plaza»
 Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

ACCU-CHEK® Instant

Roche Blood Glucose Monitoring System
 Система контроля уровня глюкозы в крови / Система контроля уровня глюкозы в крови с беспроводной передачей данных
 نظام مراقبة مستوى السكر في الدم عبر الاتصال اللاسلكي

- No meter setup
- Wireless app connectivity
- Proven accuracy
- Вне зависимости от угла зрения
- Всегда работает на артериальном уровне
- Доказана точность
- Вне зависимости от угла зрения
- Всегда работает на артериальном уровне
- Доказана точность
- Не требуется настройка глюкометра
- Беспроводное подключение к мобильному приложению
- Подтвержденная точность
- من دون الحاجة إلى إعداد جهاز القياس
- التواصل بالبيانات لاسلكياً
- دقة عالية

178 mmol/L
5.8 mmol/L
2.7 mmol/L

ACCU-CHEK® Instant

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр)

- Подтвержденная точность
- Может быть выбрано русское меню
- Беспроводное подключение к мобильному приложению

178 mmol/L
5.8 mmol/L
2.7 mmol/L

ACCU-CHEK® Instant

أكيو-تشيك إنستانت

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
 Harford Office Park, 90 Dekker Road
 Vorna Valley, 1698
 South Africa
 Tel: +27 (11) 504 4800
 www.accu-chek.co.za

Roche Russia Distributor: ADCC Co., Ltd. Beograd,
 Mikheeva-Jovanovica 11, Beograd, 11046,
 Bg telephone: 019-200-11074, 17-001

4 °C 30 °C
 IVD CE 0123

Roche Diabetes Care GmbH
 Bockinger Strasse 118
 68305 Mannheim, Germany
 www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, INSTANT, ACCU-CHEK, and
 COMPTONIC are trademarks of Roche.
 ACCU-CHEK, INSTANT, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK,
 Roche and COMPTONIC are trademarks of Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care
 00014250050011-0419

ACCU-CHEK® Instant

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр)
 «Аку-Чек» Инстант (Accu-Chek® Instant)

Регистрационное удостоверение:
 №PDR 2021/13212

Промышленность, изготовитель:
 «Рош Диабетес Кеа Рус»,
 Самарский Штрассес 118, 68305, Мангейм,
 Германия.

«АкуЧек Инстант» (Кристаллы) Лимитированная
 ответственность ООО, ул. Летниковская, д. 2, строение 2, офисный корпус
 «Вивальди Плаза», Москва, 115114

Импортер, уполномоченная организация (Средства):
 ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», 157031 Л. Россия,
 Москва, Губинская площадь, д. 2, строение 1,
 комната 420
 Телефон: +7-495-229-69-95

Roche Diabetes Care GmbH
 Bockinger Strasse 118
 68305 Mannheim, Germany
 www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, INSTANT, ACCU-CHEK и
 COMPTONIC – торговые марки фирмы Roche.
 «АкуЧек» – торговая марка и логотип являются
 зарегистрированными торговыми знаками компании
 Вивальди ПЛЗ, Ин. Логотип используется для защиты фирменного
 лица корпоративного лица.
 Все остальные торговые знаки и фирменные наименования
 являются собственностью их владельцев.

© 2022 Roche Diabetes Care
 0004017108100-0002

С уважением,
 Портфолио лидер
 ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»



Екатерина Шустова

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 Тел.: +7 (495) 229 69 95
 Бизнес-центр «Вивальди Плаза» www.accu-chek.ru
 Москва, Россия, 115114

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2 Тел.: +7 (495) 229 69 95
 Business Center «Vivaldi Plaza» www.accu-chek.ru
 Moscow, 115114, Russia