



## Форма 2. Протокол индивидуальных настроек инсулиновой помпы

Инсулиновая помпа Акку-Чек Спирит Комбо

Серийный номер (указан на задней панели)

	Режим 1	Режим 2	Режим 3	Режим 4	Режим 5	Личные настройки	
00:00-01:00						<b>Настройки базальной скорости</b>	
01:00-02:00						<b>Общая суточная доза</b>	
02:00-03:00						<b>Ед./сут</b>	
03:00-04:00						Режим 1	Ед./сут
04:00-05:00						Режим 2	Ед./сут
05:00-06:00						Режим 3	Ед./сут
06:00-07:00						Режим 4	Ед./сут
07:00-08:00						Режим 5	Ед./сут
08:00-09:00						<b>Параметры болюса</b>	
09:00-10:00						Шаг для быстрого болюса	Ед.
10:00-11:00						Максимальный объём болюса	Ед.
11:00-12:00						<b>Параметры картриджа</b>	
12:00-13:00						Предупреждение о малом объёме инсулина в картридже	Ед.
13:00-14:00						Объём заполнения	Ед.
14:00-15:00						<b>План инсулинотерапии при переходе на шприцы/шприц-ручки:</b>	
15:00-16:00						Утро – Часы:	
16:00-17:00						Инсулин 1	Ед.
17:00-18:00						Инсулин 2	Ед.
18:00-19:00						Обед – Часы:	
19:00-20:00						Инсулин 1	Ед.
20:00-21:00						Инсулин 2	Ед.
21:00-22:00						Вечер – Часы:	
22:00-23:00						Инсулин 1	Ед.
23:00-24:00						Инсулин 2	Ед.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ