



Пользователям продукции «Акку-Чек»

Исх. № 20200311-исх-1838

11 марта 2020 года

Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», адрес местонахождения юридического лица: 107031, Москва, Трубная площадь, д.2, пом. I, ком. 426, ОГРН 1167746455678, ИНН 7702401278, выражает Вам свое почтение и информирует о снятии с производства и прекращении поставок на территорию Российской Федерации инфузионных наборов Акку-Чек Флекс Линк Плюс (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08116 от 19.09.2016).

В связи с прекращением поставок инфузионных наборов «Акку-Чек Флекс Линк Плюс» Компания организует акцию для пользователей продукции Акку-Чек по замене устройства Акку-Чек Линк Ассист Плюс на устройство Акку-Чек Линк Ассист на период январь – май 2020 года.

Устройство для введения инфузионного набора Акку-Чек Линк Ассист используется для установки канюль инфузионных наборов Акку-Чек Флекс Линк.

Для пользователей продукции Акку-Чек по-прежнему доступен широкий ассортимент инфузионных наборов для инсулиновых помп Акку-Чек Спирит Комбо:

	Акку-Чек Флекс Линк (регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8788 от 20.08.2019)	Акку-Чек Тендер Линк (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/ 07976 от 19.09.2016)	Акку-Чек Репид-Д Линк (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/ 07976 от 19.09.2016)
Канюля	Мягкая канюля		Ультра тонкая стальная канюля
Угол установки	90°	25-45°	90°
Длина канюли	6, 8, 10 мм	13, 17 мм	6, 8, 10, 12 мм
Длина катетера	30, 60, 80, 110 см	30, 60, 80 см	20, 50, 70, 100 см
Соединение	Отсоединяемый		

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
Business Center «Vivaldi Plaza»
Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Для уточнения информации по программе обмена устройств для введения Акку-Чек, пожалуйста, обращайтесь в Информационный центр Акку-Чек по телефону 8 800 200 88 99 (круглосуточно, звонок бесплатный из всех регионов России).

С уважением,

Руководитель отдела Маркетинга
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Исп.: Огурлиева З.
Тел.+7(495)229-69-95



Молчанова М.В.

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
Business Center «Vivaldi Plaza»
Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru