



Пользователям продукции для определения уровня глюкозы крови

Исх. № 20210708-исх-2508
08 июля 2021

г. Москва

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим ООО «Рош Диабетес Кеа Рус», адрес местонахождения юридического лица: 107031, Москва, Трубная площадь, д.2, пом. I, ком. 426, ОГРН 1167746455678, ИНН 7702401278, выражает вам свое почтение и доводит следующую информацию:

Анонсируем о выходе на рынок Российской Федерации новой платформы – Акку-Чек Инстант.

Информация об ассортименте платформы Акку-Чек Инстант представлена в таблице ниже:

Артикул	Описание	Регистрационное удостоверение
07819315015	Система контроля уровня глюкозы крови "Акку-Чек* Инстант" (Accu-Chek* Instant) с беспроводной передачей данных	№ РЗН 2021/13212 от 19.01.2021
07819382134	Тест-полоски "Акку-Чек* Инстант" (Accu-Chek* Instant) - 50 шт.	№ РЗН 2021/13228 от 20.01.2021
07869525171	Контрольные раствор глюкозы "Акку-Чек* Инстант" (Accu-Chek Instant)	№ РЗН 2021/13204 от 19.01.2021

Состав набора Системы контроля уровня глюкозы крови "Акку-Чек* Инстант" (Accu-Chek* Instant) с беспроводной передачей данных является полным и включает в себя:

- Глюкометр Акку-Чек Инстант;
- Тест-полоски Акку-Чек Инстант – 10 шт.;
- Устройство для прокалывания пальца Акку-Чек Софткликс;

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
Business Center «Vivaldi Plaza»
Moscow, 115114, Russia

Tel.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru



- Ланцеты для прокалывания пальца Акку-Чек Софткликс – 10 шт.;
- Чехол;
- Инструкции и вложения.

Ключевые характеристики глюкометра Акку-Чек Инстант:

Просто использовать:

- Не требует дополнительных настроек перед измерением;
- Навигация 1 кнопкой;
- Большой экран с подсветкой и крупными цифрами;
- Для проведения теста необходимо всего 0,6 мкл крови и менее 4 секунд.

Легко понять:

- Цветовая шкала целевого диапазона. Прибор сразу покажет, в каком диапазоне находится полученный результат, миганием стрелки напротив нужного диапазона;
- Расчет средних значений за 7, 30 и 90 дней.

Ключевые характеристики тест-полосок Акку-Чек Инстант:

- Желтая зона забора крови расположена по всей ширине тест-полоски. Нанесение капли крови возможно по всей ширине зоны забора крови.

С уважением,
ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Исполнитель: Шустова Е.М.



Николай Хардер

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» ул. Летниковская, д. 2, стр. 2
Бизнес-центр «Вивальди Плаза»
Москва, Россия, 115114

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru

Roche Diabetes Care Rus LLC 2 Letnikovskaya Street, bldg. 2
Business Center «Vivaldi Plaza»
Moscow, 115114, Russia

Тел.: +7 (495) 229 69 95
www.accu-chek.ru